

# EUROCHAIR VARIO



## Έτοιμο για καθημερινή χρήση.

Το VARIO είναι το καθημερινό σου αμαξίδιο. Ελαφρύ, πτυσσόμενο, από αλουμίνιο, σου προσφέρει πλήρη ασφάλεια.

Είναι ιδανικό για ψηλούς ανθρώπους και έχει πολλές ρυθμίσεις για να το φέρεις στα μέτρα σου.

Διατίθεται και με φρένα συνοδού κατόπιν παραγγελίας (επιπλέον χρέωση).



## Τα ατού του EUROCHAIR VARIO

- Σκελετός αλουμινίου.
- Στεφάνες αλουμινίου.
- Πτυσσόμενο αμαξίδιο.
- Συμπαγή ελαστικά.
- Εύκολα αφαιρούμενα και αναδιπλούμενα πλαϊνά.
- Διαιρούμενα υποπόδια που αφαιρούνται και ρυθμίζεται το μήκος και η κλίση τους.



## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530	ΥΨΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (mm)	960
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 680 / 710	ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ με υποπόδια (mm)	1040
ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm)	280	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	130
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	430	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	16
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ (mm)	435 - 515	ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	136
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	420	ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	24x1.3/8"
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm)	230	ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	140x40 (5,5")

## Αξεσουάρ:

- Αντιανατρεπτικό.
- Μαξιλάρι καθίσματος.
- Ζώνη ασφαλείας.
- Φρένα συνοδού.
- Διπλή στεφάνη ημιπληγίας.
- Ανακλινόμενα υποπόδια.
- Προσκέφαλο.
- Θωρακικά στηρίγματα.
- Τραπέζι εργοθεραπείας.

