

**Στηρίζει σωστά το σώμα σου.**

Το SOLERO LIGHT είναι ένα αλουμινένιο αμαξίδιο ειδικού τύπου με αναπαυτικό κάθισμά. Έχει **ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης** αλλά και **ρυθμιζόμενη κλίση καθίσματος** που σου προσφέρουν ακόμη περισσότερη άνεση και ευελιξία.

Το κέντρο βάρους του μεταβάλλεται καθώς αλλάζουμε την κλίση του καθίσματος για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια.

Διατίθεται και με πίσω τροχό διάστασης 12".



## Τα δυνατά σημεία του SOLERO LIGHT

- Σκελετός και στεφάνες τροχών από αλουμίνιο.
- Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης.
- Ρυθμιζόμενη κλίση καθίσματος.
- Προσκέφαλο με ρυθμιζόμενο ύψος, βάθος και κλίση.
- Διαχωριστικό σκελών.
- Πλαϊνά στηρίγματα θώρακος.
- Πλαϊνά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.
- Αφαιρούμενο κάλυμμα (πλένεται).
- Άνω υποπόδιο, αφαιρούμενο και ανακλινόμενο.
- Διαιρούμενο κάτω υποπόδιο, ανακλινόμενο και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.
- Αντιανατρεπτικό σύστημα.
- Στεφάνες αλουμινίου.
- Χρώμα σκελετού: Silverline.



## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	430 / 460 / 480 / 510	ΥΨΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (mm)	1040 - 1180
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ελάχιστο 620	ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ με υποπόδια (mm)	1180
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	420-480	ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ χωρίς υποπόδια (mm)	910
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	440 (520)	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	130 / 160
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	530 - 560	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	38
ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ (μοίρες)	0° έως +31°	ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	168 / 198
ΚΛΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (μοίρες)	-2° έως 25°	ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	12" / 24"
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm)	210-270	ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	8"

## Αξεσουάρ:

- Ζώνη.
- Φρένα Συνοδού.
- Μπάρα συνοδού.
- Προσκέφαλο με πλαϊνή στήριξη.
- Προσκέφαλο με ρυθμιζόμενη πλαϊνή στήριξη.
- Τραπέζι εργοθεραπείας.

