

BREEZY Style



Το Breezy Style είναι ένα πολυχρηστικό αναπηρικό αμαξίδιο που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη του χρήστη με πολυάριθμες επιλογές προσαρμογής:

- 6 επιλογές πλάτους καθίσματος,
- 3 διαφορετικοί τύποι πλάτης καθίσματος (Τυπική, Ημιαναδιπλούμενη ή Ανακλινόμενη),
- Μεγάλο ή μικρό πίσω τροχό
- Διαφορετικά χρώματα πλαισίου.

Κατασκευασμένο από αλουμίνιο, το BREEZY Style μας είναι ένα αμαξίδιο το οποίο μπορείτε να εμπιστευτείτε και σας προσφέρει ευελιξία, στυλ και δύναμη.

Χρώματα σκελετού:



Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Πλάτος (24" τροχός)	Πλάτος καθίσματος + 18cm
Πλάτος (12" τροχός)	Πλάτος καθίσματος + 14,5cm
Μήκος (24" τροχός)	103 cm
Μήκος (12" τροχός)	98 cm
Υψος	88 cm
Υψος με ανακλινόμενο προσκέφαλο	132,5 cm
Πλάτος διπλωμένο	26 cm
Πλάτος καθίσματος	38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm
Βάθος καθίσματος	41,5 cm
Υψος καθίσματος από το έδαφος	51,5 cm
Κλίση καθίσματος	3°
Υψος πλάτης	45 cm
Υψος πλάτης αναδιπλούμενης	50 cm
Κλίση πλάτης (ανακλινόμενη)	0 έως 60°
Μέγιστο Βάρος χρήστη	125 Kg
Συνολικό Βάρος (Στάνταρτ εξοπλισμός/40 πλάτος καθίσματος)	από 13,9 Kg



Με πίσω τροχό 12"